

X-RAY  
ACCESSORIES  
DARKROOM LAMP

暗室ランプ *DL1*

X-RAYフィルムの  
レギュラ・オルソ両方に使用可能  
取付けはネジ1本で可能



## ■特 徴


超 寿 命：LEDタイプなので面倒なランプ交換がいりません。

高 輝 度：LEDタイプなのでいつまでも明るく暗室作業が楽に行えます。

簡単取付け：軽量設計なのでネジ1本で取り付けできます。

共 用 化：レギュラ/オルソフィルム両方に使用できます。

## ■寸 法



## ■仕 様

型 式	DL1
方 式	特殊高輝度LED
保 護	簡易防水(防湿タイプ)
大 小	$\Phi 120 \times$ 高さ160(本体94)mm
重 さ	300g
電 源	AC100V 2W

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用前に「ご使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用下さい。

お問合せは・・・

製造販売業者 株式会社ダイトマイテック 〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字母呂後85

 株式会社 **ダイトマイテック** <http://www.mi-tech.jp/>

東京 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-25-3-102 TEL 0422-55-0361  
名古屋 〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字母呂後85 TEL 052-613-9271  
大阪 〒574-0077 大阪府大東市三箇6丁目15番15号 TEL 072-875-5171  
福岡 〒816-0845 福岡県春日市白水ヶ丘3丁目16 TEL 092-585-7331